



Hill-Rom.

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Hill-Rom CRITICAL CARE BED

ADVANCE 2000 SERIES



Certified
Refurbished

- BARRA DE CONTROL DE PACIENTE
- BARRA DE CONTROL LATERAL RETRACTABLE
- OPERACIÓN ELECTRICA



DIMENSIONES

LARGO 91"
ANCHO CON BARANDALES EXTENDIDOS 38.5"
ANCHO CON BARANDALES PLEGADOS 34"
ALTURA MAXIMA 40.5"
SUERFICIE DE COLCHON 33 X 80"
CAPACIDAD DE PESO 500 LBS

FUNCIONES

SUBIR Y BAJAR CABECERA
CAMA ARRIBA & ABAJO
PIEZERA ARRIBA & ABAJO
TRENDELEMBERG
REVERSA TRENDELEMBERG
OPERACIÓN ELECTRICA



INGENIERIA PARA HOSPITALES MAG S.A DE C.V
JORGE JIMENEZ CANTU NO. 50 CASA 99
COL.SAN RAFAEL CHAMAPA NAUCALPAN EDO.MEX C.P 53660
TEL: 01(55)55768785 01(55)53016502
Email: mgarcia@magbiomedica.com ventas@magbiomedica.com

www.magbiomedica.com