

AIRSHIELDS C-100

- ALTURA: 136 CMS
- ANCHO: 116 CMS
- PROFUNDIDAD 56 CMS
- AREA DEL COLCHON
- ANCHO: 64 CMS
- PROFUNDIDAD: 36 CMS
- PESO76 KGS
- PUERTOS PARA MANOS : 6
- CONTROL DE TEMPERATURA
- DISPLAY PARA CONTROL DE TEMPERATURA DE AIRE Y PIEL
- ALARMAS



•La incubadora Airshields C-100 tiene un sistema de circulación de aire forzado que permite control estable de temperatura, distribución de calor uniforme, humidificación, protección de contaminantes aerotransportados y control de concentraciones de oxígeno. La instrumentación incluye la demostración digital de temperaturas y la indicaciones relativa de la salida de calor. Un sistema de alarma completo visual y audible, incluye característica de prueba de alarma.



IPHMAG

www.magbiomedica.com